

Reinigungs- und Betriebsanleitung Key-Ventiltechnik

Wasserlose Pissiors müssen wie auch andere Pissiors, täglich mindestens einmal gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen dazu unseren äusserst wirksamen mikrobiologischen Reiniger **EVOSAN**, welcher eine sofortige Geruchbeseitigung mit Langzeitwirkung garantiert. **EVOSAN** kann auch für die Reinigung von Toiletten, Plattenbelägen (Boden und Wände) usw. eingesetzt werden. Die Verwendung von säurehaltigen Reinigungs- und Scheuermitteln bei wasserlosen Pissiors ist verboten.

- Bei einem Ventilwechsel soll gelegentlich auch einmal der Auslauf und die Ablaufleitung des Pissiors mit heissem Wasser oder mittels Schlauch gründlich gereinigt und mit EVOSAN eingesprüht werden. Adapter grundsätzlich nicht herausnehmen.

Key-Ventil® einsetzen/wechseln (1-3 mal pro Jahr)

Ist das Membranventil nicht mehr funktionsfähig, muss dieses ausgewechselt werden. Der Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn der Urin nicht mehr gut abläuft, Gerüche wahrnehmbar sind oder der Langzeit-Duftring leer ist. Es ist empfehlenswert spätestens nach einem Jahr ein neues Ventil einzusetzen.

- Mit dem Schlüssel das gebrauchte Ventil im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen und entsorgen.
- Neues Ventil einsetzen.

Umrüsten eines Siphon/Geruchverschlusses auf das Key-Ventilsystem

- Siphon-Filter / Geruchverschluss herausnehmen und entsorgen. Siphon-Aufnahmetopf mit heissem Wasser reinigen und mit EVOSAN einsprühen.
- Adapter gleichmässig zirka 5 mm tief** in den Siphon-Aufnahmetopf eindrücken und den richtigen Sitz am Rand kontrollieren. Key-Ventil mit Duftring einsetzen.



Bei Beachtung dieser Hinweise werden Ihre Pissiors auch bei sehr langer Benutzung ihre Funktion optimal und zuverlässig erfüllen.

01.12